



MVNI[®]

Kit Máscara de Ventilación no Invasiva





Kit Máscaras de VNI Marca LMI

Exclusiva gama de interfaces para ventilación no invasiva desechables que brindan confort y permiten ofrecer al paciente una adecuada terapia de ventilación no invasiva mejorando los resultados clínicos del paciente.

Fácil manejo

Diseño liviano y funcional, con arnés antideslizamiento de 4 puntos en toda la gama para mejor adaptación y ajuste.

Versatilidad


Variedad de diseños para segmento adulto y pediátrico, en 3 tipos de tamaños y puertos funcionales para el suministro de oxígeno, monitorización de presión y adecuación de sonda nasogástrica.

Seguridad

Almohadillas de silicona que garantiza un sello anatómico confortable, mientras, se minimiza el riesgo de lesiones de piel y maximiza los flujos y presiones administradas en la vía aérea durante la terapia.

Durabilidad

Materiales de alta calidad que promueven la tolerancia y disminución de eventos adversos a lo largo de toda estancia hospitalaria.



USF[®] Ultra Soft Face

Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal con soporte frontal

Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal Ultra Soft Face adulto, es una de las máscaras de la línea, más comfortable, gracias a su diseño innovador en silicona médica, estructura de mínimo contacto y sistema de ajuste frontal, disminuye las zonas de presión sobre la piel. Cuenta con un arnés con sistema de extracción rápida que permite ajuste perfecto de la máscara al rostro del paciente, que logra minimizar la fuga de aire y a su vez, mayor comodidad y eficacia durante el tratamiento.

Almohadillas flexibles para la frente de una sola pieza que se adaptan uniformemente al contorno de la frente

Soporte ajustable para la frente que proporciona estabilidad con un ajuste sencillo

Almohadilla de máscara 3D, excelente sellado, sin lesiones de piel

Arnés de 4 puntos con clips de liberación rápida que eliminan la necesidad de un ajuste continuo


Estructura ultraliviana

Puerto de sonda nasogástrica (SNG)

Codo No ventilado y giratorio de 360°

Adulto

Referencia	Descripción
LM-86-11311	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal con soporte frontal ajustable, talla S
LM-86-11312	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal con soporte frontal ajustable, talla M
LM-86-11313	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal con soporte frontal ajustable, talla L



USF[®] Ultra Soft Face Pediátrica

Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal con soporte frontal

Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal Ultra Soft Face pediátrica, es una de las máscaras de la línea, más confortable, gracias a su diseño innovador en silicona médica, estructura de mínimo contacto y sistema de ajuste frontal, disminuye las zonas de presión sobre la piel. Cuenta con un arnés con sistema de extracción rápida que permite ajuste perfecto de la máscara al rostro del paciente, que logra minimizar la fuga de aire y a su vez, mayor comodidad y eficacia durante el tratamiento.

Almohadillas flexibles para la frente de una sola pieza que se adaptan uniformemente al contorno de la frente

Estructura ultraliviana

Almohadilla de máscara 3D, excelente sellado, sin lesiones de piel


Arnés de 4 puntos con clips de liberación rápida que eliminan la necesidad de un ajuste continuo

Puerto de muestreo que permite medir la presión EtCO₂

Codo No ventilado y giratorio de 360 ° con extensión de conexión

Pediátrico

Referencia	Descripción
LM-86-11314	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal pediátrica con soporte frontal ajustable, talla S
LM-86-11315	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal pediátrica con soporte frontal ajustable, talla M
LM-86-11316	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal pediátrica con soporte frontal ajustable, talla L
LM-86-11317	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal pediátrica con soporte frontal ajustable, talla XL



ULF[®] Ultra Light Face

Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal

Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal Ultra Ligth Face adulto, es una de las máscaras de la línea, más ligera y de menor tamaño, cuenta con almohadilla de silicona médica y estructura de mínimo contacto, que disminuye las zonas de presión sobre la piel. Cuenta con un arnés con sistema de extracción rápida que permite ajuste perfecto de la máscara al rostro del paciente, que logra minimizar la fuga de aire y a su vez, logra mayor comodidad y eficacia durante el tratamiento.

Cojín de confort extra: proporciona un confort estable, superior y absoluto

Almohadilla silicona líquida médica

Puerto de muestreo que permite medir la presión EtCO₂


Arnés de 4 puntos con clips de liberación rápida que eliminan la necesidad de un ajuste continuo

Puerto de sonda nasogástrico (SNG)

Codo No ventilado y giratorio de 360°

Adulto

Referencia	Descripción
LM-86-10614	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal talla S
LM-86-10615	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal talla M
LM-86-10616	Kit máscara para ventilación no invasiva oronasal talla L



UWF[®] Ultra Wide Face

Kit máscara para ventilación no invasiva totalface

Kit máscara para ventilación no invasiva totalface, Ultra Wide Face adulto, con codo no ventilado multifuncional, diseñada con cubierta liviana y transparente que permite una visión clara y sin obstrucciones, disminuyendo la sensación de claustrofobia. Cuenta con almohadilla de silicona médica que optimiza un sellado suave y flexible en el perímetro facial, que disminuye las zonas de presión sobre la piel y fuga de aire.

La cubierta transparente crea una vista cristalina para el usuario

Almohadilla de silicona que se ajusta perfectamente y firmemente en toda la cara

puerto de muestreo que permite medir la presión o ETCO₂

Arnés de 4 puntos con clips de liberación rápida que eliminan la necesidad de un ajuste continuo


Puerto de sonda nasogástrica (SNG)

Codo No ventilado y giratorio de 360°



Adulto

Referencia	Descripción
LM-86-13811	Kit máscara para ventilación no invasiva totalface talla S
LM-86-13812	Kit máscara para ventilación no invasiva totalface talla M
LM-86-13813	Kit máscara para ventilación no invasiva totalface talla L



UWF[®]
Ultra Wide Face Pediátrica

MVNI[®]
Kit Máscara de Ventilación no Invasiva



Kit máscara para ventilación no invasiva totalface pediátrica

Kit máscara para ventilación no invasiva totalface, Ultra Wide Face pediátrica, con codo no ventilado multifuncional, diseñada con cubierta liviana y transparente que permite una visión clara y sin obstrucciones, disminuyendo la sensación de claustrofobia. Cuenta con almohadilla de silicona médica que optimiza un sellado suave y flexible en el perímetro facial, que disminuye las zonas de presión sobre la piel y fuga de aire.

Contaremos con ellas, en un futuro cercano.

¡Espéralas!



Escanea este código y descubre toda la información o visita nuestro sitio web.



Bogotá - Colombia
Carrera 68 D # 25 B - 86
Oficina: 518
Tel: 57 (1) 427 2000

Medellín - Colombia
Carrera 43 B # 16 - 41
Oficina: 706
Tel: 57 (4) 266 8426

www.lminstruments.com.co
Unidad médica de ventilación y terapia